



FACILITÉ D'UTILISATION, FLEXIBILITÉ, ERGONOMIE, SOLIDITÉ ET HAUTE DENSITÉ DANS UN FAIBLE ENCOMBREMENT, CE SONT LES POINTS FORTS DE NOS DESIGNS, CEUX QUI SATISFONT NOS CLIENTS AVEC DES SOLUTIONS ÉPROUVÉES.

IWT EST LE PARTENAIRE PARFAIT POUR PRENDRE SOIN DE L'ORGANISATION DE VOS CHARGES DE TRAVAIL QUOTIDIENNES DANS VOTRE ZOOTECHNIE.

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS IWT A CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ DES SOLUTIONS POUR LA ZOOTECHNIE. AUJOURD'HUI AVEC DES MILLIONS DE PRODUITS ET SOLUTIONS UTILISÉS TOUS LES JOURS DANS LES PLUS PRESTIGIEUX INSTITUTS DE RECHERCHE DU MONDE, IWT EST FIER DE VOUS PRÉSENTER AU TRAVERS DE CETTE BROCHURE LES SOLUTIONS LOGISTIQUES EXISTANTES. NOS SPÉCIALISTES PRODUITS ET INGÉNIEURS ONT DÉVELOPPÉ ET AMÉLIORENT SANS CESSER CES CHARIOTS, PORTOIRS, PANIERS BIBERONS GRÂCE AUX REMARQUES DE NOS CLIENTS.

TRANSPORTER, STOCKER, LAVÉ ET AUTOCLAVÉ SONT QUELQUES UNES DES OPÉRATIONS TYPIQUES D'UNE ZOOTECHNIE. LE CHOIX D'UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE GARANTIT QUE LES DÉPLACEMENTS DES ÉQUIPEMENTS SE FERONT FACILEMENT, SANS MULTIPLES MANIPULATIONS.

VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL POURRA VOUS GUIDER ET VOUS AIDER À FAIRE LE MEILLEUR CHOIX PARMI LES SOLUTIONS STANDARD OU PERSONNALISÉES, EN FONCTION DE VOS PROCÉDURES ET DE VOTRE ORGANISATION.

## INDEX



5

TRANSPORT  
DE BIBERONS

PANIERS  
CHARIOTS  
ACCESSOIRES

9

TRANSPORT  
DE CAGES

CHARIOTS  
PORTOIRS  
DE TRANSPORT



13

PORTOIRS  
DE PRÉSENTATION

CAGES  
COUVERCLES  
FILTRANTS, GRILLES  
BIBERONS




16

DESCRIPTIONS  
PRODUITS



# TRANSPORT DE BIBERONS



PANIER



CHARIOTS



ACCESSOIRES

LES BIBERONS NÉCESSITENT UN CHANGEMENT FRÉQUENT ET DONC UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE PERMET DE FACILITER CES OPÉRATIONS.

LES ZOOTECHNIES MODERNES NÉCESSITENT DES ÉQUIPEMENTS CAPABLES DE COUVRIR DIFFÉRENTS USAGES, DES PIÈCES D'HÉBERGEMENT JUSQU'À LA LAVERIE, ET CE SANS EFFORT POUR LE TECHNICIEN ET EN PRENANT EN COMPTE DE GROSSES QUANTITÉS DE MATÉRIELS À STOCKER.





PRENEZ LE TEMPS DE LIRE NOTRE BROCHURE **LAVAGE**  
POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE LAVAGE DES BIBERONS




## PANIER, CHARIOTS ET ACCESSOIRES

- Chariots de transport de paniers biberons à tiroir utilisables en mode tiroir pour 8, 10 ou 12 paniers de 18 biberons (2 par niveau)
- Faciles à manipuler grâce à leur légèreté
- Les paniers contiennent une grille de blocage des biberons intégrée facile à bloquer ou débloquer
- Différents paniers pour des tailles de biberon de 260 à 700 ml
- Des paniers spécifiques sont disponibles pour le lavage des capsules, et autres accessoires d'enrichissement comme les mouse house

9LBCBM18263



9LBCA003



UNE GAMME DE PANIERS DE DIFFÉRENTES TAILLES



Chariot avec  
mode tiroir  
+  
panier Biberons  
avec grille  
intégrée  
=  
plus de charges  
lourdes à porter!

- Les chariots et paniers :
  - Évitent de porter des charges lourdes lors des opérations de change.
  - Ils sont intégrés au fonctionnement en boucle de la zootéchnie, et compatibles avec les systèmes de lavage manuel, semi-automatisés ou totalement automatiques
- Ils peuvent être couverts de housses de protection lavables et autoclavables avec une protection de 10µm
  - Protection des équipements propres en stock avec accès frontal pour éviter d'avoir à retirer la housse pendant l'utilisation.



ACCACBO1036

GRILLE DE BLOCAGE DES BIBERONS INTÉGRÉE

HOUSSES LAVABLES ET AUTOCLAVABLES  
FACILES D'UTILISATION





# TRANSPORT DES CAGES




CHARIOTS




PORTOIRS

CHARIOTS MULTI-USAGE OU DÉDIÉS  
AU TRANSPORT D'UN SEUL TYPE DE  
CAGES, ILS SONT TOUS CONÇUS POUR  
ACCROÎTRE LA DENSITÉ DE MATÉRIEL  
STOCKÉ OU TRANSPORTÉ AINSI QUE LE  
CHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE, SANS  
DOUBLE-MANIPULATION

FLEXIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ  
CONJUGUENT FACILITÉ D'UTILISATION ET  
LÉGÈRETÉ.



ACCATMWM02



ACCATUSTT6



ACCATM01



## CHARIOTS ET PORTOIRS

- Des designs différents adaptés aux différentes utilisations:
  - Étagères multiples pour améliorer la flexibilité de chargement
  - Chariots pour les bacs uniquement lors du change de cages partiel
  - Portoirs dédiés à un type de cages pour le change intégral
- Faciles à déplacer grâce à leur légèreté
- Compatibles avec le fonctionnement en boucle, des opérations du change dans les pièces d'hébergement, à la laverie et l'autoclave
- Forte densité de cages transportées par unité de surface, tout en assurant une grande stabilité de la charge
- Produits standards pour des utilisations manuelles ou personnalisés pour les utilisations automatisées
- Housses de protection lavables et autoclavables (filtration de 10 µm)
- Confinement des allergènes
- Protection du chargement propre pendant son stockage
- Accès en façade pour faciliter l'utilisation
- Des chariots sont également disponibles pour les plateaux lapins ou cochon d'Inde



ACCATG80GM



# PORTOIRS DE PRÉSENTATION



POUR  
BACS



POUR  
COUVERCLES  
ET GRILLES



POUR  
BIBERONS

LA LOGISTIQUE EST CONÇUE POUR LE CIRCUIT DES CAGES ET POUR ÊTRE COMPATIBLE AVEC LA CABINE DE LAVAGE.

LES PORTOIRS SONT ÉTUDIÉS POUR EXPOSER CORRECTEMENT LES CAGES AU LAVAGE ET GARANTIR UN ÉGOUTTAGE PERFORMANT TOUT EN OPTIMISANT LE CHARGEMENT.



9ACCALDTGM

Pouvez-vous le charger?  
Les robots IWT  
le peuvent!



## PORTOIRS DE PRÉSENTATION POUR CAGES, COUVERCLES, GRILLES OU BIBERONS


- Les portoirs universels permettent de ranger différents types de bacs pour améliorer la flexibilité
- La forte densité permet d'augmenter les capacités de lavage
- Le kit de lavage des biberons contient un raccord rapide et des bras rotatifs
- Disponibles en taille standard ou 'baby' pour mieux correspondre à vos besoins et à l'espace disponible
- Des portoirs spécifiques existent pour les batteries lapins, cochon d'Inde
- Un portoir de présentation dédié aux aquariums existe et peut-être utilisé dans la cabine de lavage avec le cycle spécifique
- Design standard pour utilisation manuelle ou personnalisé pour utilisation automatisée
- Portoir de présentation dédié pour le lavage des couvercles filtrants afin d'éviter les retenues d'eau indésirables
- Différents accessoires pour les vannes d'abreuvement automatique ou encore des buses de portoir ventilé

PRENEZ LE TEMPS DE LIRE LA  
BROCHURE IWT SUR L'AUTOMATISATION  
POUR EN SAVOIR PLUS




ACCALSO2AA

9CASUPRTLY



PORTOIRS DE PRÉSENTATION "BABY"

ACCALDD



ACCALATLS02HD

PORTOIRS DE PRÉSENTATION STANDARD




ACCALBCPR

# DESCRIPTION PRODUIT

## PANIER BIBERONS

## 9LBCBMXXXXX

**OBJECTIF** - paniers pour 18 biberons Tecniplast, incluant une grille de maintien



Référence BC-Matic	Biberon Tecniplast
9LBCBM18263	ACBT0202 - ACBT0252 - ACBT0262 - ACBT0312
9LBCBM18403	ACBT0402
9LBCBM18503	ACBT0502 - ACBT0702
9LBCBM184234	ACBT0312 - ACBT0412

## CHARIOTS BIBERONS

## ACCACBOXXXB

**OBJECTIF** - Chariots de transport de 18 paniers biberons utilisables en mode tiroir

**OPTION** - ACCACBOBUM: butées de protection




1250 x 500 x 1850 mm  
49.2 x 19.7 x 72.8 "

Référence panier	9LBCBM18263	9LBCBM18403	9LBCBM18503	9LBCBM184234	Cover code
ACCACBO1236	✓	✓	x	✓	ACCACBC02
ACCACBO1036	✓	✓	x	✓	ACCACBC01
ACCACBO0836	x	x	✓	x	ACCACBC01
ACCACBO0836L	✓	✓	x	✓	-


## ACCESSOIRES

## PANIER CAPSULES

**OBJECTIF** - Panier de lavage des capsules



9LBCMBASKS



9LBCBM18CAPS




9LBCMMAGIC

## ACCESSOIRES


## 9LBCA00X

**OBJECTIF** - Paniers multi-usage pour laver de l'enrichissement réutilisable, des pipettes ou encore des capsules.



9LBCA003

500 x 500 x 266 mm  
19.7 x 19.7 x 10.4 "



9LBCA001

500 x 500 x 123 mm  
19.7 x 19.7 x 4.8 "



## 9CASUTTRMTXX

### CHARIOTS POUR CAGES

**OBJECTIF** - Chariot de transport des bacs

**OPTION** - 9CASUTTRMT1L: couvercle anti-allergène pour 9CASUTTRMT1

9CASUTTRMT2L: couvercle anti-allergène pour 9CASUTTRMT2

	9CASUTTRMT1		9CASUTTRMT2			
	GM500	GR900	1284L	1285L	1291H	1500U
Bac	60	36	60	60	45	18
Dimensions	860 x 500 x 280 mm		840 x 500 x 290 mm			



## ACCATM01

### CHARIOTS POUR CAGES

**OBJECTIF** - Chariot de transport de différents types de matériels

**OPTION** - ACCATM01R: étagères additionnelles

ACCATBUM: butées de protection

	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	153	186	85	27	138	151	168
Couvercle	232	155	136	75	294	141	120



1250 x 500 x 1858 mm

## ACCATG02F

### CHARIOTS POUR CAGES

**OBJECTIF** - Chariot de transport multi-usage, principalement créé pour le change intégral, mais permettant de transporter différents types de matériels.

**OPTION** - ACCATBUM: butées de protection

	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	171	180	64	30	132	51	162
Couvercle	248	155	136	81	294	147	150
Cage complète	64	48	20	18	54	18	48



1250 x 500 x 1858 mm

## ACCATMWM02

### CHARIOTS POUR CAGES

**OBJECTIF** - Chariots de transport multi-usage

**OPTION** - ACCATMWM02D: portes, recommandées en cas de change intégral

ACCATMWM02S: étagère intermédiaire pour faciliter le chargement et stabiliser l'ensemble

ACCATMC01: housse de protection pour éviter la dispersion d'allergènes

	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	126	192	72	20	132	36	180
Couvercle	192	128	108	56	300	80	104
Cage complète	56	48	24	12	54	12	48




1040 x 750 x 1802 mm

# DESCRIPTION PRODUIT

## CHARIOTS POUR CAGES

### ACCATUSTTX



1105 x 805 x 1672 mm

**OBJECTIF** - Recommandé pour le change intégral, flexible pour recevoir différents types de cages sur 6 ou 7 étagères

	ACCATUSTT6			ACCATUSTT7	
	1285L	GM500	GR900	1285L	GM500
Cages complètes	48	60	24	56	70

## CHARIOTS POUR CAGES

### ACCATXSUITE



**OBJECTIF** - Chariots de transport pour les bacs lapin

**OPTION** - ACCATBUM: butées de protection

	ACCATXSUITE - X-type	ACCATRSUITE - R-type	ACCATPSUITE - P-type
Cage	6	6	6
Plateau	12	12	12
Cage + Plateau	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Dimensions	738x763x1455mm	765x792x1455 mm	915x807x1455mm

## PORTOIRS POUR CAGES

### ACCATGXXXX



**OBJECTIF** - Transport de cages complètes pour du change intégral, dédié à un type de cages

	ACCATG8001		ACCATG80GM	ACCATG42GR	ACCATG16DD
	1284L	1285L	GM500	GR900	GR1800DD
Cages complètes	80	80	80	42	16
Dimensions	800 x 1230 x 1900 mm		800 x 1105 x 1900 mm	800 x 1100 x 1900 mm	1006 x 870 x 2033 mm

## PORTOIR DE PRÉSENTATION POUR COUVERCLES FILTRANTS ET GRILLES

### ACCALPRM 9CASUPRTLY



**OBJECTIF** - Portoir de présentation "baby" pour le lavage des couvercles filtrants et grilles, deux portoirs dans la cabine à chaque cycle

	ACCALPRM				9CASUPRTLY
	1285L	1291H	GM500	GR900	GM500
Cages complètes	40	40	40	40	84

OBJECTIF - Portoir de présentation pour le lavage des plateaux lapin ou cochon d'Inde

ACCALG03	X-type	R-type	P-type	F-SUITE	GP-SUITE
Cage	8	8	8	8	8
Plateau	8	8	8	-	8

ACCALG03AA	X-type	R-type	P-type	F-SUITE	GP-SUITE
Cage	4	4	4	4	4
Plateau	4	4	4	-	4




OBJECTIF - Portoir de présentation pour cages GR 1800

OPTION - ACCALDDAFH: panier pour le lavage des mangeoires

ACCALDDAH: panier pour le lavage des trappes d'accès

	GM500	GR900	GR1800DD
Bac	64	32	32
Couvercle	64	32	32
Sky deck	-	-	32



OBJECTIF - Portoir de présentation universel pour cabine de lavage

ACCALS02: Pour cabine de lavage Série 800 ou 900

ACCALATLS02: Atlantis

ACCALS02AA: Portoir de présentation "baby" pour cabine série 800 ou 900 et Atlantis


ACCALS02	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	96	72	56	32	80	40	80
Couvercle	96	72	56	32	80	40	72

ACCALATLS02	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	104	80	64	32	88	48	88
Couvercle	104	80	64	32	88	48	88

ACCALS02AA	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	48	32	24	8	32	16	32
Couvercle	48	32	24	8	32	16	32




ACCALS02HD	1145T	1285L	GM500	ISOCAGE
Bac	120	90	90	90
Couvercle	120	90	90	90

ACCALS02HD	1145T	1285L	GM500	ISOCAGE
Bac	130	100	100	100
Couvercle	130	100	100	100





HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · [www.iwtsrl.it](http://www.iwtsrl.it) · E-mail: [info@iwtsrl.it](mailto:info@iwtsrl.it)

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplast.com.au](mailto:info@tecniplast.com.au)

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · [www.tecniplast.cn](http://www.tecniplast.cn) · E-mail: [tecniplastchina@tecniplast.it](mailto:tecniplastchina@tecniplast.it)

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · [www.tecniplast.fr](http://www.tecniplast.fr) · E-mail: [info@tecniplast.fr](mailto:info@tecniplast.fr)

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · [www.tecniplast.de](http://www.tecniplast.de) · E-mail: [info@tecniplast.de](mailto:info@tecniplast.de)

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)845 0504556 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplastuk.com](mailto:info@tecniplastuk.com)

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplastjapan.co.jp](mailto:info@tecniplastjapan.co.jp)

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · [www.tecniplastusa.com](http://www.tecniplastusa.com) · E-mail: [info@tecniplastusa.com](mailto:info@tecniplastusa.com)

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · [www.tecniplastcanada.com](http://www.tecniplastcanada.com) · E-mail: [info@tecniplastcanada.com](mailto:info@tecniplastcanada.com)

TO FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR, PLEASE VISIT [WWW.IWTSRL.IT](http://WWW.IWTSRL.IT)

