



ISO CAGE
ISO CAGE N 负压隔离笼
p3 / p4生物安全实验

- 专为P3/P4生物安全实验室设计
- 高密度饲养、每个笼盒都是一个单独的隔离环境
- 笼盒绝对密封，笼盒内自带初、高效过滤，多道防线确保实验安全
- 丰富配件及辅助设备，满足不同研究及饲养需求



饲养设备

相关产品

如果您对如下相关产品感兴趣，请与我们联系泰尼百斯中国联系以获得更多产品信息。

ISO CAGE P小鼠、大鼠、豚鼠正压隔离笼



专为无菌动物、悉生动物或免疫力缺陷动物设计，绝对密封杜绝污染。笼内环境维持正压80Pa以上，符合动物福利。

ATLANTIS系列笼盒笼架清洗机



专为中大型动物设施设计，完全满足对清洗效果、节能环保、实验室安全等方面专业需求。

CS48/CS60换笼工作站



设计紧凑轻巧，符合人体工程学设计，可进行双面换笼，对实验动物及操作人员提供最大化保护。



TECNIPLAST
innovation through passion

泰尼百斯中国

电话: +86 21 5081 0920 传真: +86 21 5081 0929
地址: 上海市浦东新区东方路69号裕景商务广场A座1908室
邮编: 200120
E-mail: info@tecniplast.cn
网站: www.tecniplast.cn



TECNIPLAST
innovation through passion
泰尼百斯中国

ISOCAGE N

生物安全设计

- 双卡扣、硅胶圈、自动锁定式气嘴设计：ISOCAGE 内部是个真正的密封环境。
- PPSU材质，即使发生坠落、碰撞、机械应力，也能确保笼盒完整性
- 从笼架中取出笼盒后，能维持长时间的负压状态，确保笼盒内外环境隔绝。
- 笼盒内初、高效过滤设计，可完全将生物影响限制在笼盒内
- 通气主机双风机设计，从容应对风机意外情况。
- 自带备用电池设施（UPS），断电情况下仍能保证超过24小时持续运转
- 自动入位指示标，避免笼盒未入位，导致意外发生
- 可通过USB接口导出数据，数据记录包含：错误记录、在线菜单维护记录、UPS保护记录等，为设备提供简单的数据监控
- 允许在同一个笼架上进行多组不同实验研究



ISOCAGE N 500 (小鼠、大鼠饲养)



ISOCAGE N 900 (大鼠、豚鼠饲养)

笼盒尺寸			
笼盒	外部尺寸 (L x W x H)	底面积	水瓶容积
ISOCAGE N 500	384 x 216 x 190 mm (小鼠)	小鼠：504cm ²	400ml
	384 x 216 x 242 mm (大鼠)	大鼠：468cm ²	
ISOCAGE N 900	455 x 311 x 307 mm	大鼠：901cm ²	700ml
		豚鼠：901cm ²	

笼架尺寸		
笼架	规格	尺寸 (L x W x H) (笼架+主机)
ISO30N (ISO500)	30笼位 (6w x 5h) 单面	1838 x 590 x 1958 mm
ISO36N (ISO500)	36笼位 (6w x 6h) 单面	1838 x 590 x 1958 mm
ISO60N (ISO500)	60笼位 (6w x 5h) 双面	1838 x 901 x 1958 mm
ISO72N (ISO500)	72笼位 (6w x 6h) 双面	1838 x 901 x 1958 mm
ISO25NFE (ISO900)	25笼位 (5w x 5h) 单面	2050 x 663 x 1930 mm

ISOCAGE 灭菌车 专为 ISOCAGE N 设计

- 模块化设计，可进行多笼组装，适合多种型号高压灭菌器
- 操作简便，仅需一人即可完成灭菌转运操作



ISO MINI N 隔离转运笼

用于ISOCAGE N的转移运输，含备用电源，在运输ISOCAGE N的时候确保运输环境的安全标准。

ISO MINI N		
型号	规格	尺寸 (长x宽x高) -mm
ISO08N	8笼位 (4w x 2h)	1070 x 630 x 1187
ISO12N	12笼位 (4w x 3h)	1070 x 630 x 1351

IBS 隔离笼专用生物安全柜 专为隔离笼设计

- IBS将生物安全理念与二级A2生物安全柜相结合，遏制粉尘、传染性颗粒物、病原体的散出或传入。
- 右侧浸泡箱连接设计，进行笼盒表面消毒处理
- 诊断菜单，检测高效过滤以及紫外灯情况
- 可选配高压灭菌传输舱，转移高传染性脏笼盒（本产品适用于P3/P4实验室以及无菌、悉生动物换笼、实验操作）

