



The unique  
certified **MSC**  
Dual  
Configuration  
in the world!



## 双配置生物安全柜

### 二级生物安全柜和换笼台，特别设计用于占地面积大和双层的笼盒

#### 标准技术特点

- 自动可调节的窗户高度：生物安全 250mm, 换笼 330mm, 窗户可以简单打开通过触摸屏或一个脚踏开关
- 可选的电动升降系统用于符合人体工程学的高度定位和方便的运输
- 4.4 “触摸屏”
- 带调光器的 LED 灯条 (特别适用于光敏性小鼠的操作) 和红色 LED 灯在夜里 (换笼模式)

#### 效能：

- 经 TÜV-Nord 保证的保护人和动物：符合 EN 12469 规范和 NSF 49: A2 二级生物安全柜的要求
- 低能消耗、过滤器寿命长、减少噪音、振动和热量排放得益于 EC 电机
- ISO4: 空气质量符合 ISO14644-1
- 自动调节系统，保持工作室内的气流速度和循环/排放空气比例恒定：设备基于过滤器渐进堵塞和开窗高度的自动设定理想流量

#### 优势：

- 节能：LED 灯条和 EC 风机
- 易清洁：AISI304 (生物安全配置) 和 TRESPA (换笼) 工作表面易于日常的清洁和/或高温高压灭菌程序。
- 低维护成本：G4 预过滤器位于面板的后面保护 HEPA
- 过滤器的寿命，LED 系统和 EC 电机可延长寿命周期。

