



EINFACHE UND SICHERE HANDHABUNG, FLEXIBILITÄT, ROBUSTHEIT UND HOHE BELADEDICHTE BEI KOMPAKTEN ABMESSUNGEN STELLEN DIE ECKPUNKTE UNSERER ENTWICKLUNG DAR, UM UNSEREN KUNDEN DIE BESTEN LÖSUNGEN ANBIETEN ZU KÖNNEN.

FÜR DIE GEZIELTE AUSSTATTUNG IHRER HALTUNG SOWIE DIE OPTIMIERUNG DER TÄGLICHEN ABLÄUFE BIETET SICH IWT ALS IHR VERLÄSSLICHER PARTNER AN, DER SEIT ÜBER 20 JAHREN ENTSPRECHENDE LÖSUNGEN ENTWICKELT, TESTET UND MIT MODERNEN VERFAHREN INDUSTRIELL PRODUZIERT.

DABEI IST DER FOKUS UNSERES TEAMS AN SPEZIALISTEN UND ENTWICKLERN BEI DER UMSETZUNG VON KÖRBE, WAGEN, GESTELLEN UND DEREN ZUBEHÖR IMMER AUF DEN HÖCHSTMÖGLICHEN KUNDENNUTZEN GERICHTET.

MIT EINER ANZAHL AN PRODUKTEN IM TÄGLICHEN BETRIEB IN RENOMMIERTEN EINRICHTUNGEN, DIE WELTWEIT DIE MILLIONENGRENZE ÜBERSTEIFEN, KANN IWT MIT STOLZ BEHAUPTEN, DASS DIE PRODUKTE DEN ANFORDERUNGEN DER KUNDEN ENTSPRECHEN UND SICH EINDEUTIG BEWÄHRT HABEN. UM DEN BESTMÖGLICHEN MATERIALUMLAUF INNERHALB EINER HALTUNG SICHERZUSTELLEN, IST DIE GEZIELTE AUSWAHL AN ENTSPRECHENDEN LOGISTIK-KOMPONENTEN ENTSCHEIDEND. DABEI STELLEN TEILPROZESSE WIE TRANSPORT, STAPELUNG, REINIGUNG UND DER AUTOKLAVIERVORGANG TYPISCHE ABSCHNITTE DES UMLAUFES DAR, DIE SOWOHL EINZELN ALS AUCH IN SUMME ZU BETRACHTEN SIND.

UNSERE QUALIFIZIERTEN KUNDENBERATER STEHEN IHNEN BEI DER RICHTIGEN AUSWAHL ZUR SEITE UND SORGEN MIT EINER GEZIELTEN AUSWAHL AUS DEM PRODUKTPORTFOLIO AN SERIENKOMPONENTEN SOWIE KUNDENSPEZIFISCHEN ELEMENTEN DAFÜR, DASS IHR PROZESS SICH MÖGLICHSST REIBUNGSLOS UND IN SICH ABGESTIMMT GESTALTEN LÄSST.

INDEX



5

LOGISTIK FÜR TRÄNKEFLASCHEN

KÖRBE
TRANSPORTWAGEN
ZUBEHÖR

9

LOGISTIK FÜR KÄFIGE

TRANSPORTWAGEN
GESTELLE



13

BESCHICKUNGS-
GESTELLE

KÄFIGE
DECKEL & GITTER
FLASCHEN



16

PRODUKTBESCHREIBUNG



LOGISTIK FÜR TRÄNKEFLASCHEN



KÖRBE



TRANSPORTWAGEN



ZUBEHÖR

TRÄNKEFLASCHEN BEDÜRFFEN EINES KONSTANTEN UMLAUFES. DAZU IST EINE BENUTZERFREUNDLICHE LOGISTIK NÖTIG, UM EINEN REIBUNGSLOSEN PROZESS SICHER ZU STELLEN. IN MODERNEN HALTUNGEN MÜSSEN DIESE DEN UNTERSCHIEDLICHEN ANFORDERUNGEN VOM EINSATZ IN DEN TIERRÄUMEN BIS HIN ZUR BEHANDLUNG IN DER SPÜLKÜCHE GERECHT WERDEN. DABEI SPIELEN EINFACHE HANDHABUNG SOWIE EINE HOHE BELADEDICHTE DIE HAUPTROLLE.




WEITERE INFORMATIONEN ZUM THEMA BIETET IHNEN
UNSERE BROSCHÜRE REINIGUNGSANLAGEN




KÖRBE, WAGEN UND ZUBEHÖR

- Transportwagen zum Einschub von 8, 10 oder 12 Tränkeflaschenkörben á 18 Flaschen
- Leicht zu bewegen da geringes Eigengewicht
- Körbe verfügbar in Edelstahl (BC-Matic) oder Kunststoff (BC-Plast)
- BC-Plast Körbe aus glasfaserverstärktem PPA, besonders widerstandsfähig gegen Hitze, Feuchtigkeit und chemische Substanzen im Bereich Spülküche
- Flaschenkörbe mit eingebauter Schnellarretierung
- Unterschiedliche Korbtypen zur Aufnahme von Flaschen von 260 ml bis zu 700ml
- Weitere Körbe zur Aufnahme von Tränkekappen und Enrichement-Artikel



9LBCA003

9LBCBMP18SGxR



KÖRBE FÜR UNTERSCHIEDLICHE ANWENDUNGEN



Transportwagen
zum Einschub von
Flaschenkörben
mit eingebauter
Schnellarretierung

- Die zuvor beschriebenen Tränkeflaschenkörbe:
 - gleiten unter geringem Kraftaufwand in den Ebenen der Wagen, wobei sie gegen versehentliches Herausziehen gesichert sind.
 - können im Gesamtprozess inklusive der Aufbereitung in manuellen oder automatischen Anlagen eingesetzt werden.
- Speziell reinigbare und autoklavierbare Hauben (10µm Porengröße) für die Wagen:
 - dienen dem Hygiene-Schutz der Beladegüter bei Bevorratung
 - ermöglichen den Frontzugang zur einfachen Beladung



GESCHLOSSEN



OFFEN



ACCACBOP1036

EINGebaUTE SCHNELLARRETIERUNG

SPEZIELL REINIGBARE UND AUTOKLAVIERBARE HAUBEN



LOGISTIK FÜR KÄFIGE



TRANSPORTWAGEN



GESTELLE

UNSERE UNIVERSALTRANSPORTWAGEN SOWIE DIE GESTELLE ZUR AUFNAHME VON DEN JEWEILIGEN KÄFIGTYPEN ERLAUBEN ES AUFGRUND IHRER KONSTRUKTION EINE HOHE BELADEDICHTE UMZUSETZEN SOWIE VON DEN ÄUSSEREN ABMESSUNGEN HER DEN RAUM INNERHALB DES AUTOKLAVEN BESTMÖGLICH AUSZUNUTZEN. AUCH HIER TREFFEN FLEXIBILITÄT UND EINFACHES BELADEN MIT EINFACHEM HANDLING UND GERINGEM GEWICHT AUF EINANDER.



ACCATG02F

ACCATMWM02



ACCATXSUITE

ACCATUSTT6

ACCATM01



TRANSPORTWAGEN & GESTELLE

- Vielfältige Varianten passend für die unterschiedlichen Anwendungsfälle
 - Zahl der Regal-Ebenen anpassbar für flexible Beladeoptionen
 - Spezielle Wagen für gestapelte Produkte bei partiellem Käfigwechsel
 - Spezielle Wagen für Komplettkäfige bei Wechsel eines geschlossenen Käfigs
- Leicht zu bewegen dank des geringen Eigengewichts
- Angepasst an die unterschiedlichen Anforderungen vom Einsatz in den Tierräumen bis hin zur Behandlung in der Spülküche
- Beste Ausnutzung der Grundfläche durch Maximierung der Käfiganzahl pro Wagen, was gleichzeitig der Beladestabilität dient
- Standardausführung für manuelle Beladung, Sonderausführung für automatisierte Beladung oder kundenspezifische Ausführung gemäß speziellen Anforderungen
- Leicht zu reinigende, autoklavierbare Überzüge verfügbar (mit 10 µm Porengröße) zur:
 - Allergen-Reduzierung
 - Ladungssicherung während des Stapelns
 - Frontzugang um den Überzug während des Einsatzes nicht abnehmen zu müssen
- Spezielle Wagen für Kaninchen- bzw. Meerschweinchen-schalen und Käfige erhältlich




ACCATG80GMT



BESCHICKUNGS- GESTELLE



FÜR
KÄFIGSCHALEN



FÜR KÄFIGDECKEL
UND GITTER



FÜR
TRÄNKEFLASCHEN

LOGISTIKELEMENTE ZUM UMLAUF IN DER SPÜLKÜCHE BEIM EINSATZ EINER GESTELL- UND KÄFIGREINIGUNGSANLAGE. DIESE WAGEN GARANTIEREN EIN HÖCHSTMASS AN EFFEKTIVITÄT BEI DER REINIGUNG UND BEIM ABTROPFEN, WOBEI GLEICHZEITIG DIE BELADEKAPAZITÄT DER ANLAGE VOLL AUSGENUTZT WIRD.



9ACCALDTGM

Automatisierung mit Robotern



WEITERE INFORMATIONEN
BIETET IHNEN UNSERE
BROSCHÜRE AUTOMATION


BESCHICKUNGSWAGEN FÜR KÄFIGSCHALEN, KÄFIGDECKEL, GITTER UND FLASCHEN

- Universalwagen für hohe Flexibilität zur Beladung mit unterschiedlichen Käfig-Typen
- Hohe Beladekapazität zur Maximierung des Durchsatzes
- Flaschenreinigungsoption mit drucksteifer Verrohrung und automatischem Schnellverschluss, zur Verbindung mit einem speziellem Beschickungsgestell mit rotierenden Sprüharmen
- Beschickungswagen in „Standard-“ und in kompakter Größe verfügbar zur Ausnutzung der räumlichen Verhältnisse und den Anforderungen des Betreibers
- Spezielle Wagen für Kaninchen- bzw. Meerschweinchen-schalen und Käfige erhältlich
- Spezielle Wagen zur Aufnahme von Aquarien verfügbar um eine effiziente Reinigung in einer entsprechend ausgestatteten Anlage sicherzustellen
- Standardausführungen für manuelle Benutzung und kundenspezifische Lösungen Umsetzungen für automatisierten Einsatz oder bei speziellen Anforderungen
- Spezielle Wagen zur Aufnahme von IVC-Hauben, um entsprechende Anordnung Wasserrückstände zu vermeiden
- Diverses Zubehör für spezielle Anwendungen z.B. für automatische Tränke-Anlagen - oder IVC-Ventil-Reinigungsätze



ACCALSO2AA

9CASUPRTLY



KOMPAKTE BESCHICKUNGSGESTELLE

ACCALDD



ACCALATLS02HD


STANDARD BESCHICKUNGSGESTELLE




ACCALBCPR

EINSATZ: 18er-Flaschenkorb für unterschiedliche Flaschenarten mit integrierten Schieberahmen (einzigartiges Verschlusssystem, Schnellarretierung)

Code	Arretierung	Material	Tecniplast Tränkeflaschen
9LBCBMP18SG2R	beinhaltet	Kunststoff	ACBT0402
9LBCBMP18SG3R	beinhaltet	Kunststoff	ACBT0262
9LBCBMP18SG4R	beinhaltet	Kunststoff	ACBT0252 - ACBT0312
9LBCBMP18263	9LBCBACUNP2531	Edelstahl-Gitterdeckel	ACBT0252 - ACBT0312
	9LBCBACUNP263	Edelstahl-Gitterdeckel	ACBT0262
9LBCBMP18503	9LBCBACUNP503	Edelstahl-Gitterdeckel	ACBT0502 - ACBT0702
	9LBCBACUNP403	Edelstahl-Gitterdeckel	ACBT0402
9LBCBM18263	beinhaltet	Edelstahl	ACBT0202 - ACBT0252 - ACBT0262 - ACBT0312
9LBCBM18403	beinhaltet	Edelstahl	ACBT0402
9LBCBM18503	beinhaltet	Edelstahl	ACBT0502 - ACBT0702
9LBCBM184234	beinhaltet	Edelstahl	ACBT0312 - ACBT0412




9LBCBMP18SGxR




9LBCBM18xxxx

EINSATZ: Tränkekappenkörbe zum Reinigen von Tränkekappen



9LBCMBASKS




9LBCBM18CAPS




9LBCMMAGIC

EINSATZ: Körbe mit klappbarem Deckel zur Aufnahme von beständigen Enrichment-Artikeln. Geeignet auch zur Aufnahme von Tränkekappen.



9LBCA003
500 x 500 x 266 mm



9LBCA001
500 x 500 x 123 mm

ACCACBOX36

FLASCHENKORBWAGEN

EINSATZ: Flaschenkorbwagen für 18er-Flaschenkörbe.
Schubladensystem zum Einschieben bzw. Herausziehen der Körbe
OPTION: ACCACBOBUM: 4x Wandabweiser

CODE	9LBCBM18263 9LBCBM18403 9LBCBM184234	9LBCBM18503	9LBCBMP18SG2R 9LBCBMP18SG3R 9LBCBMP18SG4R 9LBCBMP18263 9LBCBMP18503	Cover code
ACCACBO1236	✓	x	x	ACCACBCV02
ACCACBO1036	✓	x	x	ACCACBCV01
ACCACBO0836	x	✓	x	ACCACBCV01
ACCACBOP1236	✓	x	✓	ACCACBCV02
ACCACBOP1036	✓	x	✓	ACCACBCV01



ACCACBO1036
700 x 591 x 1506 mm

ACCATM01

TRANSPORTWAGEN FÜR KÄFIGE

EINSATZ: Universeller Transportwagen mit geraden Ebenen
OPTIONEN: ACCATM01R: zusätzlicher Boden
ACCATBUM: 4x Wandabweiser

	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Käfigschale	153	186	85	27	138	151	168
Käfigdeckel	232	155	136	75	294	141	120



1250 x 500 x 1858 mm

ACCATG02F

TRANSPORTWAGEN FÜR KÄFIGE

EINSATZ: Universeller Transportwagen (Schräglechswagen) für geschlossene Käfige, auch flexible einsetzbar für andere Beladungsarten
OPTIONEN: ACCATBUM: 4x Wandabweiser

	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Käfigschale	171	180	64	30	132	51	162
Käfigdeckel	248	155	136	81	294	147	150
Kompletter Käfig	64	48	20	18	54	18	48



1250 x 500 x 1858 mm

ACCATMWM02

TRANSPORTWAGEN FÜR KÄFIGE

EINSATZ: Universeller Transportwagen.
OPTIONEN: ACCATMWM02D: mit Türen, speziell für geschlossene Käfige
ACCATMWM02S: Zwischenboden für bessere Stabilität und Verteilung der Ladung
ACCATMC01: Autoklavier-Überzug zum Transport von offenen Käfigen


	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Käfigschale	126	192	72	20	132	36	180
Käfigdeckel	192	128	108	56	300	80	104
Kompletter Käfig	56	48	24	12	54	12	48



1040 x 750 x 1802 mm

TRANSPORTWAGEN FÜR KÄFIGE

ACCATUSTT_X



1105 x 805 x 1672 mm

EINSATZ: Wagen zur Aufnahme kompletter Käfige, flexibel konfigurierbar mit 6 oder 7 Beladeebenen gemäß dem jeweiligen Käfigtyp.

	ACCATUSTT6			ACCATUSTT7	
	1285L	GM500	GR900	1285L	GM500
Kompletter Käfig	48	60	24	56	70

TRANSPORTWAGEN FÜR KÄFIGE

ACCAT_XSUITE



EINSATZ: Transportwagen für Kaninchen-Käfigschalen

OPTION - ACCATBUM: 4x Wandabweiser

	ACCATXSUITE - X-type	ACCATRSUITE - R-type	ACCATPSUITE - P-type
Käfigschale	6	6	6
Schale	12	12	12
Käfig & Schale	4 + 4	4 + 4	4 + 4
Abmessungen	738 x 763 x 1455mm	765 x 792 x 1455 mm	915 x 807 x 1455mm

TRANSPORTWAGEN

ACCATG_{XXXX}



EINSATZ: Wagen zur Aufnahme kompletter Käfige, angepasst an einen spezifischen Typ

	ACCATG8001T		ACCATG80GMT	ACCATG42GRT	ACCATG16DDT
	1284L	1285L	GM500	GR900	GR1800DD
Kompletter Käfig	80	80	80	42	16
Abmessungen	800 x 1230 x 1900 mm		800 x 1105 x 1900 mm	800 x 1100 x 1900 mm	1006 x 870 x 2033 mm

BESCHICKUNGSGESTELLE

ACCALPRM 9CASUPRTLY



EINSATZ: Kompaktes Beschickungsgestell zum Reinigen von IVC-Hauben. Zwei Stück passen hintereinander in eine Gestell- und Käfigreinigungsanlage

	ACCALPRM				9CASUPRTLY
	1285L	1291H	GM500	GR900	GM500
Käfigdeckel	40	40	40	40	84

EINSATZ: Beschickungsgestell für die Reinigung von Kaninchen- und Meerschweinchen-Käfigen

ACCALG03	X-type	R-type	P-type	F-SUITE	GP-SUITE
Käfigschale	8	8	8	8	8
Schale	8	8	8	-	8

ACCALG03AA	X-type	R-type	P-type	F-SUITE	GP-SUITE
Käfigschale	4	4	4	4	4
Schale	4	4	4	-	4



EINSATZ: Beschickungswagen für GR1800DD-Käfige

OPTIONS - ACCALDDAFH: Korb für Futterbehälter des Ratten-DDs

ACCALDDAH: Korb für die Luken

	GM500	GR900	GR1800DD
Käfigschale	64	32	32
Käfigdeckel	64	32	32
Sky deck	-	-	32



EINSATZ: Universelles Beschickungsgestell für die Gestell- und Käfigreinigungsanlage

ACCALS02: Serie 800 und Serie 900GP

ACCALATLS02: Atlantis Easy / Atlantis Evo

ACCALS02AA: Kompaktes Beschickungsgestell für die Gestell- und Käfigreinigungsanlage (alle Modelle)

ACCALS02	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Käfigschale	96	72	56	32	80	40	80
Käfigdeckel	96	72	56	32	80	40	72

ACCALATLS02	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Käfigschale	104	80	64	32	88	48	88
Käfigdeckel	104	80	64	32	88	48	88

ACCALS02AA	1145T	1285L	1291H	1500U	GM500	GR900	ISOCAGE
Käfigschale	48	32	24	8	32	16	32
Käfigdeckel	48	32	24	8	32	16	32



ACCALS02HD	1145T	1285L	GM500	ISOCAGE
Käfigschale	120	90	90	90
Käfigdeckel	120	90	90	90

ACCALATLS02HD	1145T	1285L	GM500	ISOCAGE
Käfigschale	130	100	100	100
Käfigdeckel	130	100	100	100





COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · www.iwtsrl.it · E-mail: info@iwtsrl.it

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: contact@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)845 0504556 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

TO FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR, PLEASE VISIT WWW.IWTSRL.IT

W-DP061GER - Rev Mar 2018

IWT SRL Società unipersonale • Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Tecniplast S.p.A.

Sede legale e amministrativa: via Galliani 68b 21020 CASALE LITTA (VA) ITALY • C.F. e P.IVA: IT 02002720122

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.