



Der drahtlose IVC Messkäfig ist ein Werkzeug zur Überprüfung der **Luftverteilung und des Differenzialdrucks** in einem IVC-System.

Der IVC Messkäfig ist mit speziellen **Sensoren**, einem **LCD Display** sowie einer **Bluetooth-Schnittstelle** ausgestattet. Eine Überprüfung der Betriebsparameter Luftwechselrate und Differenzialdruck eines IVC-Systems ist somit einfach und schnell möglich.



KABELLOS

Anders als die Vorgängerversion des IVC Messkäfigs ist die neue Generation mit einer **Batterie** ausgestattet, so dass sehr einfach alle IVC-Gestellpositionen erreicht werden können.

BENUTZERFREUNDLICH

Um eine komplette Messung durchzuführen, reicht es aus, den Monitorkäfig **in wenigen IVC Gestellpositionen zu platzieren**. Das Messergebnis ist für jede Position ein "PASS" - oder "FAIL" -Signal, das angibt, ob die gemessenen Werte im Akzeptanzbereich liegen oder nicht.

MESSPROTOKOLLE

Mittels der eingebauten Bluetooth-Schnittstelle kann der IVC Messkäfig **mit einem Computer verbunden werden** und die Messdaten können dazu verwendet werden, automatisch ein Messprotokoll zu erstellen, mit dem die IVC-Racks ohne externe Validierung selbst zertifiziert werden können.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT189/TED - Rev Nov2020

Technische Änderungen vorbehalten