



DATACLICK

ACK



iwt
TECNIPLAST company



HEUTE, WO MAN PRAKTISCH ALLES MIT NUR EINEM FINGERTIPP ERLEDIGEN KANN, BRINGT IWT DATACLICK AUCH IN IHRE SPÜLKÜCHE DIE INNOVATIVSTEN LÖSUNGEN FÜR DATEN-MANAGEMENT UND INTERAKTIVE BEDIENERSYSTEME.

UM AUCH FÜR IHRE EINRICHTUNG DIE BESTE LÖSUNG ZU FINDEN UND IHRE TÄGLICHE AUSLASTUNG ZU OPTIMIEREN, IST IWT DER IDEALE PARTNER.

DIE INTERAKTIVEN BEDIENEROBERFLÄCHEN STELLEN FÜR DIE NUTZER, BEREICHSLEITER UND DAS MANAGEMENT DEN ZUGANG ZU DEN GERÄTEDATEN UND FUNKTIONEN DAR.

DAS IN-HOUSE TEAM, BESTEHEND AUS ENTWICKLERN UND SOFTWARE INGENIEUREN, HAT EINE FORTSCHRITTLICHE PLATTFORM GESCHAFFEN. BASIEREND AUF MODERNEN WEBDESIGN-PRINZIPIEN, ENTSTAND DAMIT ÜBER DAS GESAMTE PRODUKTPORTFOLIO AN REINIGUNGS- UND AUTOMATISIERUNGSANLAGEN EINE LÖSUNG, DIE KLARE SCHWERPUNKTE SETZT:

- **EINFACHE ANWENDUNG:** VERSTÄNDLICHE SYMBOLIK FÜR KLARE AUSWAHL
- **ORIENTIERUNG:** INTUITIVE NUTZERFÜHRUNG UM ANS ZIEL ZU KOMMEN
- **INTERAKTIVITÄT:** DATEN UND FUNKTIONEN IMMER NUR EINEN KLICK ENTFERNT
- **ÜBERTRAGBARKEIT:** IHRE ANLAGE IN IHRER TASCHE, DANK DER DATENÜBERTRAGUNG AUF MOBILE GERÄTE

INDEX



4 POLARIS

FÜHRT SIE DURCH IHRE TÄGLICHEN AUFGABEN

6 REALVIEW

FÜR EINE INTENSIVERE ÜBERWACHUNG UND STEUERUNG IHRER SPÜLKÜCHE






POLARIS

Polaris - der Leuchtturm, der Sie auf ihrem System durch die täglichen Aufgaben führen wird.

Die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine muss mehr als nur ein einfacher Touchscreen sein. Mit intuitiver Symbolik und klarer Nutzerführung, sind als Standard eine umfassende Reihe von eingebetteten Funktionen verfügbar:

- **LITEVIEW:** App für SmartPhones und Tablets zur Überwachung der Betriebsparameter aus der Ferne, inklusive einem „Blackboard“ zum Senden von Nachrichten auf das Bedienfeld der jeweiligen Anlage
- **TELESERVICE:** Fernverbindung per Internet (nach Erlaubnis des Kunden) zur Fehlersuche und für Software Upgrades durch unser geschultes Service-Personal. Dieser Prozess, zusammen mit der Eigendiagnose der Anlage, sowie den visualisierten P&ID-Charts, beschleunigt die gezielte Fehlerbehebung erheblich
- **EMETER:** Datensammlungen und Statistiken der Verbrauchswerte (Strom, Wasser und Reinigungsmittel)
- **USB port:** Möglichkeit zum Herunterladen von Zyklendaten, Fehlermeldungen und Verbrauchswerten im digitalen Format



P&ID CHART



USB DATA DOWNLOAD





Die Funktion „Blackboard“ ermöglicht es Nachrichten von einem mobilen Gerät auf das Bedienfeld der jeweils verbundenen Anlage zu senden

- **SELF-START:** Programmierbare Funktion für automatisches Einschalten und Herstellung der Einsatzbereitschaft über den Zeitraum einer Woche
- **SELF-CLEAN:** Spezieller Zyklus im Rahmen des Herunterfahrens der Anlage zum Spülen der Kammer, Medienleitungen und Tanks
- **WEB-CAMS:** Visuelle Überwachung des Betriebs, speziell bei automatisierten Anlagen, um jederzeit Einblick zu haben und die ggf. nötigen Maßnahmen zu ergreifen



LIVE STREAMING





REALVIEW	921134	SELF START	
MONDAY	<input checked="" type="checkbox"/>	8 h 30 m	MICE CAGES
TUESDAY	<input checked="" type="checkbox"/>	7 h 30 m	RAT CAGES
WEDNESDAY	<input type="checkbox"/>	0 h 0 m	
THURSDAY	<input checked="" type="checkbox"/>	8 h 0 m	MICE CAGES
FRIDAY	<input checked="" type="checkbox"/>	9 h 0 m	MICE CAGES
SATURDAY	<input type="checkbox"/>	0 h 0 m	
SUNDAY	<input type="checkbox"/>	0 h 0 m	



REALVIEW

REALVIEW ist die richtige Antwort auf die Frage, wie man alle Anlagendaten gezielt im Blick behält.

Als web-basierendes Tool kann REALVIEW über jeden Browser und jedes mobile Gerät (Smartphone, Tablet oder Laptop) aufgerufen werden. Zusätzlich zu den Funktionen von LITEVIEW ermöglicht REALVIEW:

- Überwachung aller ihrer zeitgleich angebunden Anlagen in Echtzeit
- Datenerfassung und Export im editierbaren oder gesperrten Format (Excel, pdf)
- Darstellung von Zyklusdaten, Fehlermeldungen, Medienverbräuchen und Produktivität in Form von Statistiken
- Schneller Zugriff auf die gesamte Dokumentation in digitaler Form (Handbücher, Schaltpläne, Pneumatik-Schemas und P&IDs)
- Fehlermeldung per Email angepasst an ihre internen Zuständigkeiten und den jeweiligen Nutzerkreis



HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · www.iwtsrl.it · E-mail: info@iwtsrl.it

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)845 0504556 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

TO FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR, PLEASE VISIT WWW.IWTSRL.IT