



Mobile und ultrakompakte Käfigwechselstation

Die Tecniplast ARIA CS36 ist eine nur 1,07 m Breite Käfigwechselstation, die von beiden Seiten bedient werden kann und bietet **höchste Sicherheit, Ergonomie und Effizienz für Tiere und Bedienpersonal**

EIGENSCHAFTEN

- **Hocheffizientes Luftplenum Design und Laminar Flow Technologie** (ISO Klasse 3 nach ISO 14644-1) für optimalen Schutz der Tiere vor Kontaminationen und besten Mitarbeiterschutz
- **Mikroprozessor geregelter Luftstrom** mit automatischer Kompensation des Luftdurchsatzes für konstante Arbeitsbedingungen
- **Erweiterte HEPA Filter** Lebensdauer durch Vorfiltersystem (G4 nach EN779) mit Vorfilternetz zur einfachen Reinigung von Einstreupartikeln.

VORTEILE

- **Niedriges Gewicht und einfach zu bewegen:** 170 kg – 20% leichter als vergleichbare Modelle
- **Flexibel:** Arbeitsfläche flach oder versenkt einsetzbar
- **Einfache Reinigung:** Abgerundete Ecken und Kanten und hohe Desinfektionsmittelbeständigkeit
- **Energieeffizient und niedriger Geräuschpegel** dank EC-Motoren.

STANDARDAUSSTATTUNG

- **4,3" TFT Touch Screen in Augenhöhe** zur Anzeige von LAF- und Barrierengeschwindigkeit
- **LED Beleuchtung** mit Dimmfunktion (Rotlicht als Option)
- **Elektrische Höhenverstellung** für maximalen Komfort
- **Integrierte Edelstahlgriffe** auf beiden Seiten für leichten Transport
- **TRESPA Arbeitsfläche:** zweiteilig, autoklavierbar, geräuschhemmend.



GESAMTABMESSUNGEN (BXTXH)
1070 x 790 x 1902 - 2226 mm

ABMESSUNGEN ARBEITSFLÄCHE (BXTXH)
870 x 610 x 590-640 mm



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT199/DE - Rev Mai2021

Technische Änderungen vorbehalten