



Clima Flow ist die Tecniplast **IVC Gebläseeinheit mit Befeuchtungsmodul** für eine präzise Regelung der relativen Luftfeuchte (rH) im Käfig.



VOLLE KONTROLLE DER IVC LUFTPARAMETER

Clima Flow wurde entwickelt für eine **präzise Regelung der IVC Luftversorgung inklusive Befeuchtung**, gepaart mit der bekannten Zuverlässigkeit von Tecniplast Gebläseeinheiten.

ENERGIESPAREND UND UMWELTFREUNDLICH

Clima Flow **befeuchtet nur die Menge an Luft, die zur Versorgung der Käfige benötigt wird**. Es wird also weniger Energie aufgewendet im Vergleich zur kompletten Befeuchtung eines Tierraumes.

FLEXIBILITÄT

Kostengünstige Einzelgerätelösung für Renovierungen und Erweiterungen bestehender Tierhaltungen falls eine tierraumseitige Befeuchtung aus Kostengründen oder technischen Gründen nicht möglich sein sollte.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CAT1 70/TED - Rev Oktober2021

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.