



BIOAIR
BIOSAFETY CABINET



SAFE+ 48

Mikrobiologische
Sicherheitswerkbank

Die mikrobiologische Sicherheitswerkbank Safe+ 48 wurde speziell für Anwendungen in Tierhaltungen entwickelt und bietet umfassenden Schutz für Personal und Umgebung bezüglich Staub, Allergenen und infektiösen Partikeln und schützt gleichzeitig die Tiere vor externen und Kreuzkontaminationen.

Produkteigenschaften

- Mikroprozessorgesteuerte Luftgeschwindigkeit und automatisch angepasste Luftstromrate, die langfristig sichere Arbeitsbedingungen gewährleistet
- Wirksame Luftbarriere, die das Entweichen von Staub, Allergenen und anderen schädliche Partikel verhindert
- Erfüllt die Norm EN 12469:2000, die einen optimalen Schutz für Personal und Produkte gewährleistet
- Luftqualität der ISO-Klasse 3 (ISO 14644-1) zum Schutz von Personen und Produkten
- Vorfilter, zur Verlängerung der Lebensdauer der H14 HEPA-Filter



Vorteile

- Zusätzlicher Platz für die Handhabung größerer Käfige, dank der abgesenkten Arbeitsfläche
- Hoher Bedienkomfort und ergonomisches Design dank optionalem elektrischem Auto-Lift-System für eine einfache Höhenverstellung
- Einfache Bedienung via 4,3-Zoll-Touchscreen
- Einfache Reinigung durch eine herausnehmbare Arbeitsfläche aus Edelstahl 1.4301



Kompakte und leise mikrobiologische Sicherheitswerkbank der Klasse 2 für Versuchstierhaltungen



- Automatisches, luftdichte Frontscheibe mit einer Eingriffsöffnungshöhe von 250 mm , einfach bedienbar über Touchscreen
- LED-Beleuchtung mit Dimmfunktion und Seitenfenster aus Sicherheitsglas für optimale Sicht auf den Arbeitsbereich
- V-förmige vordere Luftgitter gewährleisten einen optimalen Luftstrom und verhindern eine Unterbrechung der Luftstrombarriere
- Versenkte Arbeitsfläche für bessere Ergonomie bei Käfigwechseln mit höheren Käfigen



BIOAIR
BIOSAFETY CABINET

SAFE+ 48

Mikrobiologische Sicherheitswerkbank

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 - www.tecniplast.it - E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 - www.tecniplast.it - E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 - www.tecniplast.cn - E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 - www.tecniplast.fr - E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 - www.tecniplast.de - E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 - www.tecniplast.it - E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 - www.tecniplast.it - E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 - www.tecniplast.ch - Email: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 - www.tecniplastusa.com - E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 - www.tecniplastcanada.com - E-mail: info@tecniplastcanada.com

TO FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR, PLEASE VISIT WWW.TECNIPLAST.IT



TECNIPLAST