

Tecniplast Newsletter 2021/1



ARIA PT-TECH60 Sicherheitswerkbank mit Transferschleuse

Eine einzigartige Transferschleuse speziell für das Einschleusen von Tieren in eine Barriere.



DVC® Transporteinheiten für GM500 IVC-Käfige

Durch Erweiterung der All-in-One-Standalone-DVC®-Lösung mit DVC Technologie ist die Aufzeichnung und Analyse der Tieraktivität möglich.



RACK ENVIRONMENTAL MONITORING nun auch für das TECNIPLAST GUARDIAN REMOTECONTROL SYSTEM

Das REM (Rack Environmental Monitoring) System wurde entwickelt um automatisch die wichtigsten Umgebungsparameter eines Tierraumes auf Gestell-Ebene im 24/7-Rhythmus zu erfassen.



Schleusenkammer ARIA PASSBOX

Die neue ARIA PASSBOX stellt eine sichere Lösung dar, um Materialien von der schmutzigen Seite auf die saubere Seite oder umgekehrt zu schleusen und mögliche Kreuzkontaminationen zwischen den beiden Bereichen mit unterschiedlicher Luftreinheit zu vermeiden.



Einladung in den Showroom Tecniplast/IWT

Vereinbaren Sie mit uns einen Termin für eine individuelle virtuelle Produktpräsentation!

Aktuelle Veranstaltungshinweise:

Mai 2021



Das Webinar Hygiene Forum Tierkäfigaufbereitung

Termin 20.05.2021

Mai 2021



Aus der Reihe „Prozesse – Gebäude & Technik“ bietet die German LabConCert GmbH am 19. und 20.05.2021 ein Online Seminar mit dem Thema „Robotik in Hochsicherheitslaboren“ an.

Juni 2021



TECNIPLAST Seminar anlässlich der Tierschutztagung der Universität zu Lübeck: WIE TRÄGT EIN DIGITALER IVC-KÄFIG ZUM TIERSCHUTZ BEI?

Termin: Dienstag den 08.06.2021 von 12.00 – 17.00 Uhr in Travemünde

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Sprechen Sie uns an!

Ihr Tecniplast Team

