



## Recycling Aktion 2021

Informationen für Tecniplast-Kunden in Deutschland und Österreich

Seite 1 von 2

### Recycling von gebrauchten Tecniplast Kunststoffkäfigen und Flaschen 13. Aktion – 2021

**Aus ökologischer Überzeugung und aufgrund des großen Erfolges unserer Recyclingaktionen von 2009 bis 2020, bei welchen zusammen fast 102.160 kg Plastik recycelt wurden und so über 1,9 Mio. kg CO<sub>2</sub> der Atmosphäre erspart blieben, wollen wir der Umwelt erneut etwas Gutes tun.**

Dieser Newsletter enthält Informationen über unsere diesjährige Aktion im Frühjahr. Das beiliegende Antwortschreiben können Sie direkt an den Recycler senden, der sich dann mit Ihnen in Verbindung setzen wird. Durch diese direkte Kommunikation können wir allen Beteiligten viele Rückfragen ersparen und die Aktion somit effizienter gestalten.

Für das Recycling gibt es wichtige Punkte zu beachten. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Kollegen und Mitarbeiter darüber informiert sind, damit Fehler und unnötige Kosten vermieden werden können:

#### 1) Mindestmengen

Die Transportkosten stellen weiterhin den größten Posten bei den Recyclingkosten dar. Unser Konzept sieht vor, dass Sie sich nicht selbst um den Transport kümmern müssen, sondern den Recycler lediglich über den Rückgabewunsch informieren. Er wird den Vorgang prüfen und sich mit Ihnen bzgl. der Abholung in Verbindung setzen. Dieses Prozedere setzt verständlicherweise Mindestmengen voraus. Als **Mindestmenge** gilt eine komplette Palette mit einem **Gesamtgewicht von mindestens 200 kg** (dies entspricht z.B. 400 Stück Typ II – Käfigschalen). Auf den Paletten soll möglichst hoch (ca. 1,8 m – 2,0 m) gestapelt werden, damit die Transportkosten möglichst gering bleiben.

#### 2) Hygieneaspekte // Transportbestimmungen

Es ist zwingend notwendig, die alten Käfige sauber und mikrobiologisch einwandfrei dem Recycler zu übergeben. Leider sind bei den bisherigen Aktionen immer wieder ungereinigte Käfige mit Einstreu-resten zurückgeschickt worden. Wir bitten um Ihr Verständnis dafür, dass die Abholung von Material zu Recyclingzwecken **nur dann veranlasst werden kann, wenn Ihre verbindliche Erklärung vorliegt, dass Sie das Material hygienisch richtig**

**aufbereitet haben. Das heißt, dass dieses Material gewaschen und autoklaviert (oder hygienisch äquivalent behandelt) wurde.** Diese Erklärung ist daher zwingender Bestandteil des Antwort-Formulars.



#### 3) Sortenreinheit des Materials

Um eine Wiederaufbereitung des Kunststoffes wirtschaftlich zu ermöglichen ist es unbedingt notwendig, dass **nur sortenreines Material zur Abholung bereitgestellt und entsprechend als Gebinde gekennzeichnet wird** (z.B. Palette mit nur Polycarbonat oder/und Palette mit nur Polysulfon, etc.). Bitte stapeln Sie die Käfige mit der offenen Seite nach unten.

**Wichtig ist auch, dass keine Metallteile, keine anderen (z.B. farbige) Kunststoffteile, keine Dichtungsringe, keine Filter o.ä. an den Käfigen befestigt sind.**



## Recycling Aktion 2021

Informationen für Tecniplast-Kunden in Deutschland und Österreich

Seite 2 von 2



**Richtig!**



**Falsch!**

Bitte bedenken Sie, dass es eine Recyclingaktion zur Schonung von wertvollen Ressourcen sein soll, jedoch keine Entsorgungsaktion für nicht mehr benötigte Kunststoffteile.

Wir haben für Sie eine Checkliste speziell für den Mitarbeiter vorbereitet, der für die Verpackung und Bereitstellung der Kunststoffe verantwortlich ist!

### 4) Terminverlauf

Bei Interesse an dieser Aktion, senden Sie bitte unseren Ansprechpartnern Herrn Kühlborn und Frau Kraus direkt das ausgefüllte Formular zu. Hier wird Ihre Anfrage geprüft und Sie werden bezüglich der Abholung kontaktiert.

### 5) Warum unterstützt TECNIPLAST diese Recyclingaktion?

Um unserer unternehmerischen Verantwortung gerecht zu werden, verfolgt TECNIPLAST schon seit 2009 die „Green Product“ Strategie.

Die Recyclingfähigkeit unserer Produkte ist hierbei eine der Hauptmaxime, die wir mit den Recyclingaktionen umsetzen wollen. TECNIPLAST initiiert diese Aktion nun schon zum 13. Mal und sponsert wiederholt eine kleine Gutschrift denjenigen Kunden, die die meisten Käfige unter den genannten Hygieneaspekten sortenrein abgegeben haben.

### 6) Prämien für die Recyclingaktion 2020

Im Jahr 2020 wurde unser Spitzenwert im Recyclingbereich mit ca. 14 400 kg recyceltem Kunststoffmaterial erzielt. Die drei „fleißigsten Kunden“ werden von uns in den nächsten Tagen eine kleine Gutschrift bekommen.

### Weitere Fragen?

Bei Fragen können Sie sich gerne direkt an unseren Recycler vorzugsweise via E-Mail wenden:

KUNZ Rohstoffhandel GmbH  
Herr Detlef Kühlborn/Frau Melanie Kraus  
Mobil: 0163/2467810  
Fest: 0821/24678-41  
E-Mail: [d.kuehlborn@kunz-recycling.de](mailto:d.kuehlborn@kunz-recycling.de)  
E-Mail: [m.krauss@kunz-recycling.de](mailto:m.krauss@kunz-recycling.de)

Für Rückfragen stehe ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung. Sie erreichen mich unter der Telefonnummer 08805-921 32 45 oder per E-Mail [marion.thiele@tecniplast.de](mailto:marion.thiele@tecniplast.de).

Mit freundlichen Grüßen

Marion Thiele