



Station de change mobile et compacte

ARIA CS36 est une station de change à "Double accès" qui mesure 1 mètre de large, offrant ainsi le meilleur ratio entre sécurité, ergonomie et efficacité énergétique de sa catégorie pour la protection des animaux, du personnel et de l'environnement de travail.



PERFORMANCE

- **Plénum d'air et technologie de flux laminaire de haute efficacité** (qualité de l'air ISO Class 3 selon ISO 14644-1) empêchant toute contamination externe ou croisée pour les animaux comme pour les produits, protégeant l'environnement des allergènes et contaminants potentiels
- **Vitesse du débit d'air pilotée par micro-processeur** avec compensation automatique du débit d'air pour maintenir des conditions de travail sûres au fil du temps
- **Durée de vie prolongée du filtre HEPA** garantie par les pré-filtres (ISO Coarse $\geq 70\%$ selon ISO 16890; G4 selon EN779), serrés avec un filet co-moulé transparent pour une élimination plus aisée des plus grosses particules de poussière.

AVANTAGES

- **Légère et facile à déplacer** : seulement 170Kg – 20% plus léger que les modèles similaires
- **Flexibilité**: surface de travail double configuration plate ou encastrée pour faciliter les procédures de change des cages
- **Facilité de nettoyage** : surface et bords parfaitement arrondis et lisses avec une résistance chimique élevée aux désinfectants agressifs
- **Économie d'énergie et confort acoustique** grâce à la conception unique des plénums et des moteurs EC.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- **Ecran tactile TFT 4.3" au niveau des yeux** avec un affichage alpha-numérique pour la vitesse LAF et le débit BARRIER pour une surveillance facile des conditions de travail
- **Barre lumineuse LED** avec variateur de lumière qui offre le niveau d'éclairage le plus élevé (lumière rouge en option)
- **Élévateur automatique électrique** pour ajuster la hauteur de la surface de travail pour un confort maximal de l'opérateur, qu'il soit assis ou debout
- **Barres push/pull en acier inoxydable** des deux côtés de la station de change permettent une manœuvre facile et un transport aisé à l'intérieur de la zootechnie
- **Plan de travail TRESPA** : deux cadres facilement amovibles, construits en matériau insonorisant, anti-rayures et autoclavable
- Conforme aux **exigences CE** et certifié par **UL/CSA**.

DIMENSIONS (LxPxH)

1070 x 790 x 1902 - 2226 mm

DIMENSIONS DE LA SURFACE DE TRAVAIL

870 x 610 x 590 - 640 mm



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 • www.tecniplast.it • E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 • www.tecniplast.it • E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 • www.tecniplast.cn • E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 • www.tecniplast.fr • E-mail: contact@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 • www.tecniplast.de • E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 • www.tecniplastuk.com • E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 • www.tecniplast.ch • Email: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 • www.tecniplast.it • E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 • www.tecniplastusa.com • E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 • www.tecniplastcanada.com • E-mail: info@tecniplastcanada.com

Rev Apr2021

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.