



Le DeconTank portable Tecniplast est une **solution compacte** spécialement conçue pour la **décontamination ISOcage**. Le DeconTank est dédié à tous les clients qui travaillent avec une **hotte de biosécurité** sans réservoir d'immersion intégré, mais qui souhaitent obtenir une **décontamination complète et sûre** de la surface externe de la cage.

Le DeconTank est **une boîte en plastique avec une chambre de maintien** qui permet une couverture complète du désinfectant sur la surface de la cage, permettant une **décontamination externe appropriée**.

Tout cela simplement en actionnant un levier.



## FACILE ET SÉCURITAIRE

- **Efficacité de la décontamination** : plus de solutions « home made » qui ne garantissent pas une décontamination adaptée et complète.
- **Ergonomie: solution pratique et portable** qui peut être placée sur n'importe quelle surface / table à proximité de la hotte de biosécurité. Grâce au chariot en option, la hauteur est entièrement réglable pour être alignée sur l'ouverture du BSC. Tapez pour drain pour faciliter la vidange du décontaminant vidangé.
- Conçu pour **minimiser la quantité de désinfectant** utilisée et **éviter les déversements**.
- **Nettoyabilité** : la chambre de maintien peut être démontée pour nettoyer l'intérieur de la chambre.
- **Contrôle du temps de contact** grâce à la minuterie intégrée.

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

**TECNIPLAST**  
innovation through passion

### HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

### SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastuk.com

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT198/ING - Rev Apr2021

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.