






InterZebTEC, LE PREMIER ET LE SEUL DÉTECTEUR BIOLOGIQUE ENVIRONNEMENTAL EN MILIEU AQUATIQUE (*Brevet en instance*)

Un produit unique capable d'introduire une **standardisation extrêmement forte** du **dépistage et de la surveillance microbiologique** de votre colonie de poissons zèbres.

HAUTE EFFICACITÉ D'ÉCHANTILLONNAGE

InterZebTEC est composé d'une série de **différentes mailles filtrantes** capables de **collecter de manière fiable des échantillons biologiques**, y compris des débris et du biofilm.



STÉRILISATION

Chaque InterZebTEC est livré **fermé hermétiquement et entièrement irradié**.

FACILITÉ D'INSTALLATION

Une fois votre unité microbiologique sélectionnée, InterZebTEC est **extrêmement facile à installer**.



LA STANDARDISATION : UN FACTEUR CLÉ

A la fin du temps d'exposition InterZebTEC, une **procédure standardisée**, utilisant un tube Falcon commun de 50 ml, permet une **collecte fiable et facile des échantillons biologiques**.

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

COMPANY WITH
ENVIRONMENTAL SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 14001 =

TECNIPLAST
innovation through passion

HEADQUARTERS

ITALY | Tel. +39 0332 809711 · www.tecniplast.it · E-mail: tecnicom@tecniplast.it; venditeitalia@tecniplast.it

SISTER COMPANIES

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tel. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CAT192/ING - Rev Oct2020

Tecniplast reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.