





Le système automatisé de gestion de litière EOLUS est conçu pour la manutention, le transport et la distribution continue de matériel de litière. EOLUS augmente la sécurité et l'efficacité et améliore les flux de travail.

## ENTONNOIRS DE CHARGEMENTS + SILO(S)

- **Flexibilité de travail** : conception modulaire pour passer facilement des applications de tote-bag aux applications de small-bag et vice versa
- **Protection et sécurité élevées de l'opérateur** : anneaux d'aspiration pour réduire l'exposition à la poussière
- **Flux de travail efficace** : silo(s) intermédiaire(s) unique(s) ou multiples disponible(s) en différentes tailles pour une plus grande capacité tampon

## UNITE DE DISTRIBUTION

- **Flexibilité maximale** : différents modèles de distributeurs pour les applications manuelles et automatisées (versions EASY, FLEXY et FLEXY XL)
- **Polyvalence de distribution de haut niveau** : système de préfiltrage intégré et mélangeur pour une large gamme de types de litière, y compris les matériaux de litière légers
- **Protection de l'opérateur de haut niveau et facilité d'utilisation** : technologie efficace des anneaux d'aspiration aux points de distribution et écran tactile intégré

## COMPARTIMENT TECHNIQUE

- **Dimensions compactes avec un encombrement minimal** : solution compacte tout-en-un qui comprend la pompe à vide, l'unité de filtration et le boîtier de commande
- **Flexibilité d'agencement** : disponible en deux tailles (COMPACT, REGULAR) et conçu pour s'adapter à toutes les exigences spécifiques des clients
- **Groupe de filtration avec haut niveau de protection de l'opérateur** : système de fermeture par scellement facile et filtre HEPA (H14)



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · [www.iwtsrl.it](http://www.iwtsrl.it) · E-mail: [info@iwtsrl.it](mailto:info@iwtsrl.it)

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplast.com.au](mailto:info@tecniplast.com.au)

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · [www.tecniplastcanada.com](http://www.tecniplastcanada.com) · E-mail: [info@tecniplastcanada.com](mailto:info@tecniplastcanada.com)

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · [www.tecniplast.cn](http://www.tecniplast.cn) · E-mail: [tecniplastchina@tecniplast.it](mailto:tecniplastchina@tecniplast.it)

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · [www.tecniplast.fr](http://www.tecniplast.fr) · E-mail: [info@tecniplast.fr](mailto:info@tecniplast.fr)

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · [www.tecniplast.de](http://www.tecniplast.de) · E-mail: [info@tecniplast.de](mailto:info@tecniplast.de)

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplastjapan.co.jp](mailto:info@tecniplastjapan.co.jp)

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · [www.tecniplast.ch](http://www.tecniplast.ch) · Email: [info@tecniplast.ch](mailto:info@tecniplast.ch)

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · [www.tecniplastuk.com](http://www.tecniplastuk.com) · E-mail: [info@tecniplastuk.com](mailto:info@tecniplastuk.com)

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · [www.tecniplastusa.com](http://www.tecniplastusa.com) · E-mail: [info@tecniplastusa.com](mailto:info@tecniplastusa.com)

CAT MKTBRC000107M Rev March2021

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.