







**Le système de manipulation de litière automatisé EOLUS est conçu pour la manutention, le transport et l'élimination continus des matériaux de litière sales. EOLUS augmente la sécurité et l'efficacité et améliore les flux de travail.**

## STATION D'ÉLIMINATION DES DÉCHETS

- **Flexibilité de travail** : compatible avec tous les types courants de litière et d'enrichissement disponibles sur le marché grâce à la technologie du broyeur.
- **Haut niveau de protection de l'opérateur pour une exposition minimale aux allergènes** : hotte à tirage arrière avec une combinaison de filtres G4+F7+H14.
- **Transport efficace des matériaux** : flux de matière contrôlé par la bande transporteuse qui assure également la capacité de traitement de l'enrichissement.



## SYSTÈME DE COLLECTE DES DÉCHETS

- **Flexibilité maximale** pour différents systèmes de collecte des déchets (bacs mobiles à quatre roues, conteneurs scellés et solutions de poubelles ouvertes) : système personnalisé pour votre flux de travail spécifique.
- **Opérations plus faciles et plus sûres** : collier de serrage, technologie de bague d'aspiration, connexions camlock faciles (pour les solutions de conteneurs scellés).
- **Optimisation de la durée de vie des filtres** : système de pré-filtration embarqué pour l'enrichissement et la litière fibreuse.

## COMPARTIMENT TECHNIQUE

- **Dimensions compactes avec empreinte au sol minimale** : solution compacte tout-en-un qui comprend la (les) pompe(s) à vide, l'unité de filtration et le boîtier de commande.
- **Flexibilité d'installation** : disponible en trois tailles (COMPACT, REGULAR, DOUBLE) et conçu pour répondre à toutes les exigences spécifiques du client.
- **Protection de haut niveau de l'opérateur** via l'unité de filtration avec système de sac à fermeture facile et filtre HEPA (H14).



a **TECNIPLAST** company

COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 • [www.iwt.srl.it](http://www.iwt.srl.it) • E-mail: [info@iwt.srl.it](mailto:info@iwt.srl.it)

### Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 • [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) • E-mail: [info@tecniplast.com.au](mailto:info@tecniplast.com.au)  
 CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 • [www.tecniplastcanada.com](http://www.tecniplastcanada.com) • E-mail: [info@tecniplastcanada.com](mailto:info@tecniplastcanada.com)  
 CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 • [www.tecniplast.cn](http://www.tecniplast.cn) • E-mail: [tecniplastchina@tecniplast.it](mailto:tecniplastchina@tecniplast.it)  
 FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 • [www.tecniplast.fr](http://www.tecniplast.fr) • E-mail: [contact@tecniplast.fr](mailto:contact@tecniplast.fr)  
 GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 • [www.tecniplast.de](http://www.tecniplast.de) • E-mail: [info@tecniplast.de](mailto:info@tecniplast.de)  
 JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 • [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) • E-mail: [info@tecniplastjapan.co.jp](mailto:info@tecniplastjapan.co.jp)  
 SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 • [www.tecniplast.ch](http://www.tecniplast.ch) • Email: [info@tecniplast.ch](mailto:info@tecniplast.ch)  
 UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 • [www.tecniplastuk.com](http://www.tecniplastuk.com) • E-mail: [info@tecniplastuk.com](mailto:info@tecniplastuk.com)  
 USA | Toll Free: +1 877.669.2243 • [www.tecniplastusa.com](http://www.tecniplastusa.com) • E-mail: [info@tecniplastusa.com](mailto:info@tecniplastusa.com)

CAT MKTBRC000004I Rev Sept2020

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.