



**WASHING**



EASY 200 est un système de lavage double-porte pour un nettoyage efficace des biberons et capsules utilisés dans les animaleries. La conception ergonomique unique vise à réduire les efforts supplémentaires et la fatigue lors de chaque tâche répétitive de l'opérateur.

A compléter avec des tables multi-process comprenant le vidage, le décapsulage, le rebouchage et le remplissage des biberons.



## GAIN DE PLACE ET CONCEPTION FLEXIBLE

- Laveur de biberons à chauffage électrique avec des **dimensions compactes** pour garder un processus complet dans un espace limité
- Convient à la fois aux **applications de passage autonomes et en ligne** avec doubles portes coulissantes à verrouillage manuel
- **Flexible** pour être installé dans une disposition existante avec une direction et une configuration des flux de travail adaptables
- **Flexibilité totale à intégrer avec plusieurs tables pour un traitement plus ergonomique par les opérateurs**, y compris des solutions semi-automatiques pour le décapsulage et le rebouchage.

## EFFICACITE DE NETTOYAGE

- **Hautes performances de lavage** avec des circuits de lavage et de rinçage séparés et un débit de 36 biberons/cycle (2 paniers/cycle)
- **Système de buses en acier inoxydable dédié et fixe** composé de 36 jets de lavage et de rinçage séparés
- **Fenêtre en verre trempé** installée sur le côté du lave-biberons pour une surveillance efficace des phases de processus.

## SOLUTION A IMPACT ENVIRONNEMENTAL REDUIT

- **Cycle de lavage en recirculation** avec des consommations d'eau et de détergent réduites
- **Système de récupération de chaleur pour économiser jusqu'à 34 % d'énergie** au cours d'un seul cycle de nettoyage
- **Système de contrôle des rejets d'eau** (contrôle de la température et du pH) pour une intégration plus simple avec les lignes principales des clients.



COMPANY WITH  
QUALITY SYSTEM  
CERTIFIED BY DNV GL  
= ISO 9001 =

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · [www.iwtsrl.it](http://www.iwtsrl.it) · E-mail: [info@iwtsrl.it](mailto:info@iwtsrl.it)

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplast.com.au](mailto:info@tecniplast.com.au)

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · [www.tecniplastcanada.com](http://www.tecniplastcanada.com) · E-mail: [info@tecniplastcanada.com](mailto:info@tecniplastcanada.com)

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · [www.tecniplast.cn](http://www.tecniplast.cn) · E-mail: [tecniplastchina@tecniplast.it](mailto:tecniplastchina@tecniplast.it)

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · [www.tecniplast.fr](http://www.tecniplast.fr) · E-mail: [info@tecniplast.fr](mailto:info@tecniplast.fr)

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · [www.tecniplast.de](http://www.tecniplast.de) · E-mail: [info@tecniplast.de](mailto:info@tecniplast.de)

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · [www.tecniplast.it](http://www.tecniplast.it) · E-mail: [info@tecniplastjapan.co.jp](mailto:info@tecniplastjapan.co.jp)

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · [www.tecniplast.ch](http://www.tecniplast.ch) · Email: [info@tecniplast.ch](mailto:info@tecniplast.ch)

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · [www.tecniplastuk.com](http://www.tecniplastuk.com) · E-mail: [info@tecniplastuk.com](mailto:info@tecniplastuk.com)

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · [www.tecniplastusa.com](http://www.tecniplastusa.com) · E-mail: [info@tecniplastusa.com](mailto:info@tecniplastusa.com)

CAT MKTBRC000115J Rev June2021

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.