



EASY 300
CABINET WASHER



EASY 400
CABINET WASHER



WASHING

EASY 300 and EASY 400



EASY 300 et EASY 400 sont des machines à laver compactes et flexibles conçues pour un nettoyage efficace des cages et des accessoires associés, y compris les paniers divers utilisés dans les animaleries : EASY 300 et EASY 400 sont les solutions idéales pour les petites zootechnies ou comme unités de secours !

DESIGN FLEXIBLE ET FAIBLE EMPREINTE AU SOL

- **Taille compacte avec empreinte au sol réduite** pour s'adapter facilement aux espaces restreints
- **Système Plug&Play** avec des opérations de maintenance et une installation facile
- **Design flexible** pour traiter différents articles, y compris différents types de cages, accessoires et articles divers.

EFFICACITÉ ET EFFICACITÉ DU NETTOYAGE

- **Efficacité du lavage** avec un débit d'eau, une pression et une couverture appropriés pour un cycle de nettoyage validé
- **Débit optimisé avec deux niveaux de lavage** et des bras de lavage rotatifs pour une couverture complète de la charge
- **Flexibilité de lavage de haut niveau** avec des cycles pré-réglés dont les paramètres peuvent être ajustés sur place selon vos besoins.

ERGONOMIE ET QUALITÉ DE HAUT NIVEAU

- **Ergonomie avancée pour l'opérateur** avec accès facile par l'avant et paniers de chargement coulissants
- **Construction de haute qualité** entièrement en acier inoxydable AISI 304 et en matières plastiques résistantes à la fois aux températures de travail et aux détergents chimiques
- **Un impact écologique amoindri** avec un cycle de lavage à recirculation et des consommations réduites pour une véritable solution rentable.



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · www.iwtsrl.it · E-mail: info@iwtsrl.it

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: info@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel. +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplastuk.com · E-mail: info@tecniplastuk.com

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CAT MKTBC000108N Rev May2021

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.