



COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

HEADQUARTERS IWT s.r.l. | Tel. +39 0332.96701 · www.iwtsrl.it · E-mail: info@iwtsrl.it

Sister Companies

AUSTRALIA/NEW ZEALAND | Tel. + 61 2 8845 6500 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplast.com.au

CHINA | Tel. + 86 (0)21 50810920 · www.tecniplast.cn · E-mail: tecniplastchina@tecniplast.it

FRANCE | Tél. +33 (0)4 72 52 94 41 · www.tecniplast.fr · E-mail: contact@tecniplast.fr

GERMANY | Tel. +49 (0)8805 921320 · www.tecniplast.de · E-mail: info@tecniplast.de

UNITED KINGDOM | Tel. + 44 (0)345 0504556 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastuk.com

JAPAN | Tel. +81 (0)3 5770 5375 · www.tecniplast.it · E-mail: info@tecniplastjapan.co.jp

SWITZERLAND | Tel +41 (0)81 750 31 40 · www.tecniplast.ch · Email: info@tecniplast.ch

USA | Toll Free: +1 877.669.2243 · www.tecniplastusa.com · E-mail: info@tecniplastusa.com

CANADA | Toll Free: +1 855.347.8718 · www.tecniplastcanada.com · E-mail: info@tecniplastcanada.com

TO FIND YOUR LOCAL DISTRIBUTOR, PLEASE VISIT WWW.IWTSRL.IT


CAT W-DP061ING - Rev October 2020

IWT SRL Società unipersonale • Società soggetta a Direzione e Coordinamento di Tecniplast S.p.A.

Sede legale e amministrativa: via Galliani 68/A 21020 CASALE LITTA (VA) ITALY • C.F. e P.IVA: IT 02002720122

IWT reserves the right to change or modify product and/or specifications without notice or obligation.







FACILITÉ D'UTILISATION,
FLEXIBILITÉ, ERGONOMIE,
SOLIDITÉ ET HAUTE
DENSITÉ DANS UN FAIBLE
ENCOMBREMENT, CE SONT
LES POINTS FORTS DE NOS
DESIGNS, CEUX QUI SATISFONT
NOS CLIENTS AVEC DES
SOLUTIONS ÉPROUVÉES.

IWT EST LE PARTENAIRE PARFAIT POUR PRENDRE SOIN DE L'ORGANISATION DE VOS CHARGES DE TRAVAIL QUOTIDIENNES DANS VOTRE ZOOTECHNIE.

DEPUIS PLUS DE VINGT ANS IWT A CRÉÉ ET DÉVELOPPÉ DES SOLUTIONS POUR LA ZOOTECHNIE. AUJOURD'HUI AVEC DES MILLIONS DE PRODUITS ET SOLUTIONS UTILISÉS TOUS LES JOURS DANS LES PLUS PRESTIGIEUX INSTITUTS DE RECHERCHE DU MONDE, IWT EST FIER DE VOUS PRÉSENTER AU TRAVERS DE CETTE BROCHURE LES SOLUTIONS LOGISTIQUES EXISTANTES. NOS SPÉCIALISTES PRODUITS ET INGÉNIEURS ONT DÉVELOPPÉ ET AMÉLIORENT SANS CESSER CES CHARIOTS, PORTOIRS, PANIERS BIBERONS GRÂCE AUX REMARQUES DE NOS CLIENTS. TRANSPORTER, STOCKER, LAYER ET AUTOCLAVER SONT QUELQUES UNES DES OPÉRATIONS TYPIQUES D'UNE ZOOTECHNIE. LE CHOIX D'UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE GARANTIT QUE LES DÉPLACEMENTS DES ÉQUIPEMENTS SE FERONT FACILEMENT, SANS MULTIPLES MANIPULATIONS.

VOTRE RESPONSABLE COMMERCIAL POURRA VOUS GUIDER ET VOUS AIDER À FAIRE LE MEILLEUR CHOIX PARMIS LES SOLUTIONS STANDARD OU PERSONNALISÉES, EN FONCTION DE VOS PROCÉDURES ET DE VOTRE ORGANISATION.

INDEX



5

TRANSPORT DES
BIBERONS

PANIERS
CHARIOTS
ACCESSOIRES

9

TRANSPORT
DES CAGES

CHARIOTS
PORTOIRS DE
TRANSPORT



13

PORTOIRS DE
PRÉSENTATION

CAGES,
COUVERCLES FILTRANTS,
GRILLES, BIBERONS



16

DESCRIPTION
PRODUITS



TRANSPORT DES BIBERONS



PANIERES



CHARIOTS



ACCESSOIRES

LES BIBERONS NÉCESSITENT UN CHANGEMENT FRÉQUENT ET DONC UNE LOGISTIQUE ADAPTÉE QUI PERMET DE FACILITER CES OPÉRATIONS.

LES ZOOTECHNIES MODERNES NÉCESSITENT DES ÉQUIPEMENTS CAPABLES DE COUVRIR DIFFÉRENTS USAGES, DES PIÈCES D'HÉBERGEMENT JUSQU'À LA LAVERIE, ET CE SANS EFFORT POUR LE TECHNICIEN ET EN PRENANT EN COMPTE DE GROSSES QUANTITÉS DE MATÉRIELS À STOCKER.





PRENEZ LE TEMPS DE LIRE NOTRE BROCHURE **LAVAGE** POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE LAVAGE DES BIBERONS



PANIER, CHARIOTS ET ACCESSOIRES

- Chariot de transport de type tiroir (8, 10 et 12 emplacements) pour paniers de 18 biberons
- Facile à manœuvrer grâce à leur conception légère
- Paniers disponibles en acier inox (BC-Matic) ou en plastique (BC-Plast)
- Les paniers BC-Plast sont moulés injectés en une seule pièce en utilisant de la fibre de verre polyphthalamide (PPA) qui dépasse les standards de résistance à la chaleur, à l'humidité et aux produits chimiques
- Paniers avec couvercle coulissant intégré avec système de verrouillage / déverrouillage rapide pour un accès facile à chaque biberon
- Différentes tailles de paniers pouvant contenir des biberons de 260 à 700 ml
- Un ensemble de divers paniers est disponible pour les capsules et les enrichissements réutilisables.

9LBCBMP18SGxR



9LBCA003

ENSEMBLE DE DIVERS PANIERS DE DIFFÉRENTES TAILLES



Chariot avec
mode tiroir
+
Panier Biberons
avec grille
intégrée
=
Plus de charges
lourdes à porter !

- Les chariots et paniers :
 - Évitent de porter des charges lourdes lors des opérations de change
 - Sont intégrés au fonctionnement en boucle de la zootechnie, et compatibles avec les systèmes de lavage manuels, semi-automatisés ou totalement automatiques
- Housses de protection lavables et autoclavables (efficacité de filtration de 10µm) :
 - Protection des équipements propres en stock
 - Accès frontal pour éviter d'avoir à retirer la housse pendant l'utilisation



FERMÉ

OUVERT



ACCACBOP1036

GRILLE DE BLOCAGE DES BIBERONS INTÉGRÉE

HOUSSES LAVABLES ET AUTOCLAVABLES FACILES D'UTILISATION



TRANSPORT DES CAGES



CHARIOTS



PORTOIRS

CHARIOTS MULTI-USAGE OU DÉDIÉS
AU TRANSPORT D'UN SEUL TYPE DE
CAGES, ILS SONT TOUS CONÇUS POUR
ACCROÎTRE LA DENSITÉ DE MATÉRIEL
STOCKÉ OU TRANSPORTÉ AINSI QUE LE
CHARGEMENT DE L'AUTOCLAVE, SANS
DOUBLE-MANIPULATION

FLEXIBILITÉ ET ACCESSIBILITÉ
CONJUGENT FACILITÉ D'UTILISATION
ET LÉGÈRETÉ.

ACCATMWM02



ACCATM01




SYSTÈME FLEXIBLE DE TRANSPORT DE CAGES

CHARIOTS ET PORTOIRS

- Des designs différents adaptés aux différentes utilisations :
 - Étagères multiples pour améliorer la flexibilité de chargement
 - Chariots pour les bacs uniquement lors du change de cages partiel
 - Portoirs dédiés à un type de cages pour le change intégral
- Faciles à déplacer grâce à leur légèreté
- Compatible avec le fonctionnement en boucle, des opérations de change dans les pièces d'hébergement au lavage et à l'autoclavage
- Conçus avec soin pour optimiser la densité de charge, tout en occupant une empreinte opérationnelle minimale sans compromettre la stabilité de la charge
- Conception standard pour les applications manuelles et solutions personnalisées pour l'automatisation ou les exigences spéciales
- Housses de protection lavables et autoclavables (efficacité de filtration de 10µm) :
 - confinement des allergènes
 - protection de la charge pendant le stockage
 - accès frontal pour éviter le retrait du couvercle pendant l'utilisation
- Chariots alternatifs disponibles pour les plateaux et cages pour lapins et cochons d'Inde.





ACCATG80GMT




SKATEBOARD

Le Skateboard IWT est un chariot de transport de grande capacité spécialement conçu pour la manipulation manuelle de plusieurs types de bases de cage.

- La stabilité de la pile de cages pendant les procédures de transport et de manutention est assurée par des supports de cage en polysulfone injecté dans le moule (PSU) autoclavables de haute qualité
- Conception flexible pour accueillir jusqu'à 3 types de base de cage différents
- Différents modèles de supports de cage sont fournis sous forme de kits supplémentaires pour accueillir une large gamme de cages pour petits rongeurs
- Fentes de rangement pratiques pour des ensembles supplémentaires de supports de cage
- Boutons de fixation rapides à visser manuellement pour une transformation rapide et sans outil du chariot
- Des options supplémentaires sont disponibles pour répondre à toutes les exigences des installations : pare-chocs, poignée ergonomique en inox, couvercle anti-allergène pour la protection des opérateurs et kit de couplage pour accrocher plusieurs chariots pour un chargement/ déchargement sûr de l'autoclave.





PORTOIRS DE PRÉSENTATION



POUR
BACS



POUR
COUVERCLES
ET GRILLES



POUR
BIBERONS

LA LOGISTIQUE EST CONÇUE POUR LE CIRCUIT DES CAGES ET POUR ÊTRE COMPATIBLE AVEC LA CABINE DE LAVAGE.

LES PORTOIRS SONT ÉTUDIÉS POUR EXPOSER CORRECTEMENT LES CAGES AU LAVAGE ET GARANTIR UN ÉGOUTTAGE PERFORMANT TOUT EN OPTIMISANT LE CHARGEMENT.



9ACCALDTGM

Pouvez-vous le charger ?
Les robots IWT
le peuvent !



PRENEZ LE TEMPS DE LIRE LA
BROCHURE IWT SUR L'**AUTOMATISATION**
POUR EN SAVOIR PLUS


PORTOIRS DE PRÉSENTATION POUR CAGES, COUVERCLES, GRILLES OU BIBERONS

- Les portoirs universels permettent de ranger différents types de bacs pour améliorer la flexibilité
- La forte densité permet d'augmenter les capacités de lavage
- Le kit de lavage des biberons contient un raccord rapide et des bras rotatifs
- Disponibles en taille standard ou "baby" pour mieux correspondre à vos besoins et à l'espace disponible
- Des portoirs spécifiques existent pour les batteries lapins et cochons d'Inde
- Un portoir de présentation dédié aux aquariums existe et peut être utilisé dans la cabine de lavage avec le cycle spécifique
- Design standard pour utilisation manuelle ou personnalisée si utilisation automatisée
- Portoir de présentation dédié pour le lavage des couvercles filtrants afin d'éviter les retenues d'eau indésirables
- Différents accessoires pour les vannes d'abreuvement automatique ou encore pour les buses de portoir ventilé




ACCALSO2AA

9CASUPRTLY



PORTOIRS DE PRÉSENTATION "BABY"

ACCALDD



ACCALATLS02HD


PORTOIRS DE PRÉSENTATION STANDARDS



ACCALBCPR


OBJECTIF - Paniers pour 18 biberons Tecniplast, incluant une grille de maintien (système breveté coulissant verrouillage-déverrouillage)

Référence	Grille	Style	Type de biberon Tecniplast
9LBCBMP18SG2R	intégrée	tout plastique	ACBT0402
9LBCBMP18SG3R	intégrée	tout plastique	ACBT0262
9LBCBMP18SG4R	intégrée	tout plastique	ACBT0252 - ACBT0312
9LBCBMP18263	9LBCBACUNP2531	panier plastique + grille inox	ACBT0252 - ACBT0312
	9LBCBACUNP263	panier plastique + grille inox	ACBT0262
9LBCBMP18503	9LBCBACUNP503	panier plastique + grille inox	ACBT0502 - ACBT0702
	9LBCBACUNP403	panier plastique + grille inox	ACBT0402
9LBCBMP184234	9LBCBACUNP4234	panier plastique + grille inox	ACBT0312 - ACBT0412




9LBCBMP18SGxR


OBJECTIF - Panier de lavage des capsules




9LBCMBASKS



9LBCBM18CAPS




9LBCMMAGIC



9LBCA003

500 x 500 x 266 mm
19.7 x 19.7 x 10.4 "

OBJECTIF - Paniers avec couvercle à charnière pour le lavage des enrichissements durables. Convient également aux capsules.



9LBCA001

500 x 500 x 123 mm
19.7 x 19.7 x 4.8 "

ACCACBO0836

CHARIOTS BIBERONS

OBJECTIF - Chariot de transport pour paniers 18 biberons utilisables en mode tiroir

Référence	9LBCBM18263 9LBCBM18403 9LBCBM184234	9LBCBM18503	9LBCBMP18SG2R 9LBCBMP18SG3R 9LBCBMP18SG4R 9LBCBMP18263 9LBCBMP18503	Référence couverture de protection
ACCACBO0836	x	✓	x	ACCACBCV01
ACCACBOP1236	✓	x	✓	ACCACBCV02
ACCACBOP1036	✓	x	✓	ACCACBCV01
ACCACBOP0836SH	✓	x	✓	-



ACCACBOP1036
591 x 700 x 1506 mm
23.3 x 27.6 x 59.3"

*Chariots pré-assemblés avec paniers biberons sont disponibles. Consultez votre représentant local pour plus de détails.

ACCATM01

CHARIOTS POUR CAGES

OBJECTIF - Chariot de transport de différents types de matériels

OPTIONS - ACCATM01R: étagère additionnelle

	1145T	1285L	1291H	1500U	EM500	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	153	186	85	27	135	138	51	168
Couvercle	232	155	136	75	180	294	141	120



1250 x 500 x 1858 mm
49.2 x 19.7 x 73.1 "

ACCATG02F

CHARIOTS POUR CAGES

OBJECTIF - Chariot de transport multi-usage, principalement créé pour le change intégral, mais permettant de transporter différents types de matériels.

	1145T	1285L	1291H	1500U	EM500	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	171	180	64	30	145	132	51	162
Couvercle	248	155	136	81	210	294	147	150
Cage intégrale	64	48	20	18	50	54	18	48



1250 x 500 x 1858 mm
49.2 x 19.7 x 73.1 "

ACCATMWM02

CHARIOTS POUR CAGES

OBJECTIF - Chariot de transport multi-usage

OPTIONS - ACCATMWM02D: portes, recommandées en cas de change intégral
ACCATMWM02S: étagère intermédiaire pour faciliter le chargement et stabiliser l'ensemble
ACCATMCV01: housse en polyester suggérée en cas de transport de cages ouvertes

	1145T	1285L	1291H	1500U	EM500	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	126	192	72	20	198	132	36	180
Couvercle	192	128	108	56	276	252	80	104
Cage intégrale	56	48	24	12	60	54	12	48



1040 x 750 x 1802 mm
40.9 x 29.5 x 70.9 "

CHARIOTS POUR CAGES

ACCATPT



OBJECTIF - Chariot de transport type skateboard pour piles de bacs de cages

OPTIONS - ACCATPLID Couvercle anti-allergènes universel
 ACCATPTHANDLE Poignée pour chariot de transport
 ACCATPLINK Kit pour assembler deux skateboards

	1145	1285	1291	1500	EM500	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	60	60	45	10	96	80	30	80

PORTOIRS POUR CAGES

ACCATGXXXX

OBJECTIF - Transport de cages complètes pour du change intégral, dédié à un type de cages spécifique



	ACCATG8001TS		ACCATG80GMTS	ACCATG42GRTS	ACCATG16DDTS
	1284L	1285L	GM500	GR900	GR1800DD
Cage intégrale	80	80	80	42	16
Dimensions	1190 x 805 x 1898 mm 46,8 x 31,7 x 74,7 "		1105 x 805 x 1898 mm 43,5 x 31,7 x 74,7 "	1110 x 805 x 1898 mm 43,5 x 31,7 x 74,7 "	986 x 805 x 1988 mm 38,8 x 31,7 x 78,3 "

	ACCATG80EM	ACCATG90EM	ACCATG100EM
	EM500		
Cage intégrale	80	90	100
Dimensions	1140 x 805 x 1556 mm 44,9 x 31,7 x 61,3 "	1140 x 805 x 1725 mm 44,9 x 31,7 x 68 "	1140 x 805 x 1893 mm 44,9 x 31,7 x 74,5 "

PORTOIR DE PRÉSENTATION POUR COUVERCLES ET GRILLES

ACCALPRM SCASUPRTLY

OBJECTIF - Portoir de présentation "Baby" pour le lavage des couvercles filtrants. Deux portoirs dans la cabine par cycle de lavage.



	ACCALPRM					9CASUPRTLY	9ALWPR000001T
	1285L	1291H	EM500	GM500	GR900	GM500	EM500
Couvercle	40	40	40	40	40	84	84

OBJECTIF - Portoir de présentation pour les plateaux lapins et cochons d'Inde

ACCALG03	X-type	R-type	P-type	F-SUITE	GP-SUITE
Cage	8	8	8	8	8
Plateau	8	8	8	-	8

ACCALG03AA	X-type	R-type	P-type	F-SUITE	GP-SUITE
Cage	4	4	4	4	4
Plateau	4	4	4	-	4



OBJECTIF - Portoir de présentation pour cages GR1800DD

OPTIONS - ACCALDDAFH: panier pour la lavage des mangeoires

ACCALDDAH: panier pour la lavage des trappes d'accès

	EM500	GM500	GR900	GR1800DD
Bac	64	64	32	32
Couvercle	64	64	32	32
Sky deck	-	-	-	32



OBJECTIF - Portoir de présentation universel pour cabine de lavage

ACCALATLS02 / ACCALATLS02HD: dimensions standards (#1 par cycle)

ACCALS02AA / ACCALATLS02HDAA1: dimensions "baby" (#2 par cycle)

ACCALATLS02	1145T	1285L	1291H	1500U	EM500	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	104	72	64	32	80	88	48	88
Couvercle	104	72	64	32	80	88	48	80

ACCALS02AA	1145T	1285L	1291H	1500U	EM500	GM500	GR900	ISOCAGE
Bac	48	32	24	8	32	40	16	32
Couvercle	48	32	24	8	32	40	16	32



ACCALATLS02HD	1145T	1285L	EM500	GM500	ISOCAGE
Bac	130	100	100	100	100
Couvercle	130	100	100	100	100

ACCALATLS02HDAA1	1145T	1285L	EM500	GM500	ISOCAGE
Bac	60	50	50	50	50
Couvercle	60	40	50	50	50

